

Buchen Sie jetzt Ihre kostenfreie Beratung

AUCH IM HAUSBESUCH!

Berlin/Brandenburg  
Niederlassung Berlin  
TEL 030 6883649-33

Mecklenburg-Vorpommern  
Hauptniederlassung Stralsund  
TEL 03831 2826-0  
Niederlassung Rostock  
TEL 0381 207917-0  
Niederlassung Neubrandenburg  
TEL 0395 77756-40



<https://qrco.de/bepeVP>



Hier geht's direkt zur Terminbuchung. Einfach scannen!

## Unsere Serviceleistungen

- Abwicklung der Kostenübernahme mit den Krankenkassen
- Unterstützung bei allen Formalitäten
- individuelle Anpassung von Hilfsmitteln
- Spezialversorgung für Kinder
- Sonderanfertigungen für Schwerstbehinderte
- Service-Teams mit eigener Werkstatt

## Unsere Standorte



V18\_Mai26

## XL-Rollatoren "Wide" mit extra breiter Sitzfläche



Besonders **breite Sitzfläche** und **höhere Tragkraft**.

UVP: ~~799 €~~

**749 €**

Beide anteilig erstattungsfähig\*

UVP: ~~599 €~~

**549 €**

### Carbon-Rollator "CRW"

Gewicht CRW 5,6 kg (ohne Einkaufstasche)

Maße	Größe XL (gilt für CRW und ARW)
Griffhöhe	81 - 100 cm
Sitzhöhe	62 cm
Sitzbreite	52 cm
Breite offen	68 cm



#### CRW und ARW:

- Tasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 180 kg
- hautfreundliche Kork-TPE-Griffe und -Armstützen<sup>1</sup>
- inklusive Rückengurt, Klingel, Stockhalter & LED-Licht

#### Exklusiv CRW:

- sicherer bergab dank einstellbarem Rollwiderstand<sup>2</sup>

**RG** CRW: Racing Green  
ID 181326

**BR** ARW: Barolo Red  
ID 181325

## Wohnraum-Rollator "WR" mit Vollausrüstung



Einziges Innenraumrollator auf dem Markt, der **seitwärts fahrbar** ist.

Wenn um 180 Grad gewendet, kann der Rollator **über dem WC** geparkt und als **Aufstehhilfe** genutzt werden.

UVP: ~~429 €~~

**399 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht von 9,4 bis 10 kg je nach Größe (ohne Zubehör)

Maße	XS	S	M	L
Griffhöhe	78 cm	80 cm	86 cm	92 cm
Sitzhöhe	43 cm	50 cm	53 cm	56 cm
Sitzbreite	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
max. Breite	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm

- max. Nutzergewicht 120 kg (XS) bzw 150 kg
- inklusive Sitzbrett, Tablett mit Filzaufgabe, Kork-Handlaufpolster und Tasche
- als Handlauf nutzbar
- dank Polstersitz auch zum Trippeln geeignet



**CG** Champagner Gold  
IDs 181303, 181305, 181314, 181304

**VG** Velvet Grey  
IDs 181302, 181301, 179770, 178877

## Innenraum-Rollator "Inna"



UVP: ~~255 €~~

**195 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht 5,2 kg

Maße	Standardgröße
Griffhöhe	86 - 97 cm
Breite offen	54 cm

- Tasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 110 kg
- inklusive Tablett, Netz- & Stofftasche
- Fahrkomfort auch auf glatten Flächen dank extraweicher PU-Bereifung

**S** Schwarz & Champagner  
ID 170098

## 4 gute Gründe für einen Rollator

- 70% TÄGLICH AKTIV:**  
Über 70% der Rollatornutzer\*innen gehen täglich damit vor die Tür.
- 50 % WENIGER STÜRZE:**  
Ein Rollator kann das Sturzrisiko um bis zu 50 % senken.
- BIS ZU 1.000 KM PRO JAHR:**  
Aktive Rollatornutzer\*innen gehen jährlich Strecken wie von Hamburg bis München! Das sind rund 1.000 Kilometer zu Fuß.
- 2,5 MIO. ROLLATOREN:**  
In Deutschland sind rund 2,5 Millionen Rollatoren im Einsatz - Tendenz steigend.



# Rollatoren

2026

Ihr kostenfreier Hausbesuch



<https://qrco.de/bepeVP>

## Buchen Sie jetzt Ihre kostenfreie Beratung

Auch bei Ihnen zu Hause!

Berlin/Brandenburg  
Niederlassung Berlin  
TEL 030 6883649-33

Mecklenburg-Vorpommern  
Hauptniederlassung Stralsund  
TEL 03831 2826-0

Niederlassung Rostock  
TEL 0381 207917-0

Niederlassung Neubrandenburg  
TEL 0395 77756-40



<https://qrco.de/bepeVP>



Hier geht's direkt zur Terminbuchung. Einfach scannen!

Rehaform GmbH | Am Kronhalsgraben 28 | 18437 Stralsund  
[www.rehaform.de](http://www.rehaform.de) | [info@rehaform.de](mailto:info@rehaform.de)



**Carbon-Rollator "CR" mit Vollausstattung**



UVP: ~~699 €~~

**619 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht ab 5,6 kg (ohne Einkaufstasche)

**SONDERGRÖÖE XL SIEHE RÜCKSEITE**

Maße	Größe M	Größe L
Griffhöhe	76 - 88 cm	81 - 103 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Breite offen	61 cm	61 cm

- Tasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 150 kg
- hautfreundliche Kork-TPE-Griffe und -Armstützen<sup>1</sup>
- sicherer bergab dank einstellbarem Rollwiderstand<sup>2</sup>
- inklusive Rückengurt, Klingel, Stockhalter & LED-Licht und optional mit Einhandbremse

**RG** Racing Green  
IDs 166025, 149282

**MB** Midnight Blue  
IDs 178876, 149281

**CR** Copper Red  
IDs 181694, 161384

**PG** Pure Gold  
IDs 174180, 161386

**Carbon-Rollator "Carlbon"**



UVP: ~~489 €~~

**429 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht ab 5,7 kg (ohne Einkaufstasche)

Maße	Größe M	Größe L
Griffhöhe	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Sitzhöhe	55 cm	62 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Breite offen	61 cm	61 cm

- Tasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 150 kg
- Softreifen für komfortable Fahrt
- inklusive Rückengurt und Stockhalter

**RR** Racing Red  
IDs 170094, 170095

**CG** Champagner Gold  
IDs 170097, 170096

**CS** Carbon Schwarz  
IDs 170093, 170092

**Aluminium-Rollator "AR" mit Vollausstattung**



UVP: ~~499 €~~

**399 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht 6,4 kg (inklusive Netztasche)

**SONDERGRÖÖE XL SIEHE RÜCKSEITE**

Maße	Größe M	Größe L
Griffhöhe	76 - 88 cm	81 - 103 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Breite offen	61 cm	61 cm

- Netztasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 150 kg
- hautfreundliche Kork-TPE-Griffe und -Armstützen<sup>1</sup>
- inklusive Rückengurt, Klingel, Stockhalter, LED-Licht und optional mit Einhandbremse

**PG** Pearl Grey  
IDs 165916, 149274

**FG** Forest Green  
IDs 163072, 161387

**MB** Magic Black  
IDs 155024, 149275

**BR** Barolo Red  
IDs 163071, 161388

**Aluminium-Rollator "Malu"**



UVP: ~~329 €~~

**269 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht ab 6,8 kg (ohne Einkaufstasche)

Maße	Größe M	Größe L
Griffhöhe	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Sitzhöhe	55 cm	62 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Breite offen	61 cm	61 cm

- Tasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 150 kg
- inklusive Stockhalter und Reflektoren
- gelenkschonende Softbereifung

**DG** Dunkelgrau  
IDs 170089, 170091

**Aluminium-Rollator "Nitro SL"**



UVP: ~~449 €~~

**269 €**

Anteilig erstattungsfähig\*

Gewicht ab 5,5 kg (inklusive Tasche)

Maße	Größe M
Griffhöhe	83 - 96 cm
Sitzhöhe	57 cm
Sitzbreite	46 cm
Breite offen	70,5 cm

- Tasche bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 136 kg
- stabiler und leichter Aluminiumrahmen

**SB** Spa Blau  
IDs 148037

**Standard-Rollator "Migo 2G"**



Stockhalter, Korb & Tablett inklusive

Optionales Zubehör: Rückengurt ID 52432



Vollständig erstattungsfähig\*

Gewicht 8,3 kg (ohne Zubehör)

Maße	Standardgröße
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzhöhe	60 cm
Sitzbreite	36 cm
Breite offen	58 cm

- Einkaufskorb bis 5 kg belastbar
- max. Nutzergewicht 130 kg
- inklusive Reflektoren & ergonomischer Bremse

**Si** Silber  
ID 67567