

SPEZIALMODELLE

PRAKTISCHES ZUBEHÖR




Permobil Stehrollstuhl M Corpus VS*

Rollstühle mit Stehfunktion bieten die Möglichkeit psychische Gesundheit und Lebensqualität positiv zu beeinflussen. Risiken sekundärer Komplikationen, die mit dem langfristigen Sitzen im Rollstuhl verbunden sind, werden verringert.

Details:

- Anpassung der Stehkurven
- stabiler Mittelradantrieb
- max. Nutzergewicht 120 kg



Sitzkissen Contura Light für Rollstühle*

Das Sitzkissen ist anatomisch vorgeformt, beugt Dekubitus vor und sorgt für eine gleichmäßige Druckentlastung.

Details:

- Anti-Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Stadium 3
- anatomisch geformt
- Nutzergewicht bis 120 kg



RFM Webpelz Schlupfsack* (Gr. 5 Large - ID 80414)

Das wasserdichte Nylon schützt vor Feuchtigkeit und Nässe, der Schlupfsack aus feinem Webpelz innen hält kuschelig warm.

Details:

- Außenmaterial, waschbar bei 30° C
- Gummischlaufen zur Befestigung an den Griffen
- Farbe: marine

129,00 €



Regencape mit Ärmeln (Gr. 4 - ID 102633)

Das Cape mit Kapuze hält Sie bei Regen und Schnee zuverlässig trocken. Es besteht aus leichtem wasser- und winddichtem Nylon.

Details:

- Kapuze mit Sichtfenster zu den Seiten für eine bessere Sicht
- Farbe: marine
- Einheitsgröße: Senior

69,99 €



PRIDE Fusion e Elektrorollstuhl*

Der Fusion e ist ein Elektrorollstuhl mit Hinterradantrieb und einem modularen, hochmodernen Design. Er bietet eine verbesserte Leistung beim Überwinden von Hindernissen und sanfte Fahrt.

Details:

- max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Sitzbreite / -tiefe 410 - 560 mm
- max. Nutzergewicht 150 kg



Brems- und Schiebehilfe*

Die Brems- und Schiebehilfe Power Stroll erleichtert Ihrem Begleiter das Schieben bergan und bremst den Rollstuhl zuverlässig bei Bergabfahrten.

Details:

- mit wenigen Handgriffen montierbar
- passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- max. Geschwindigkeit 6 km/h



Einkaufsnetz (ID 20485)

Mit einem Einkaufsnetz haben Sie schnell und sicher Ihre Dinge verstaut.

Details:

- max. Volumen 15.5 l
- max. Traglast 20 kg
- einfach zu befestigen

15,90 €



Freedomchair*

Der extrem leichte faltbare Elektrorollstuhl aus Flugzeug-Aluminium ist gut zu transportieren und kommt in verschiedenen Ausführungen und mit diverser optionalen Zubehör.

Details:

- Gewicht 23 kg
- 9 Modelle für Nutzergewicht bis 227 kg
- leicht, faltbar und transportabel



REHA SENSE PAWS*

Mit PAWS (Power Assisted Wheelchair Systems) werden längere Touren mit dem manuellen Rollstuhl leichter - das elektrische 14 Zoll City Modell mit der automatischen Klemme am Rollstuhl befestigen und los gehts.

Details:

- Motorleistung 400W
- Max. Nutzergewicht 120 kg
- Steigfähigkeit 10%
- max. Reichweite 40 km



Rollstuhltasche (ID 109033)

Mit der Rollstuhltasche sind Ihre persönlichen Dinge gut verstaut.

Details:

- Maße 40x40x10 cm (HxBxT)
- U-förmiger Reißverschluss
- Öffnen der Tasche von links und rechts

32,90 €

Rehaform

Unsere Sanitätshäuser in Mecklenburg-Vorpommern

Hauptniederlassung Stralsund
Am Kronhalsgraben 28
18437 Stralsund
TEL 03831 2826-0

Niederlass. Neubrandenburg
Mirabellenstraße 3
17033 Neubrandenburg
TEL 0395 77756-40

Neubrandenburg
Humboldtstraße 12
17036 Neubrandenburg
TEL 0395 5706650

Bernstein
Hans-Fallada-Straße 1
18435 Stralsund
TEL 03831 390381

Bergen auf Rügen
Calandstraße 7/8
18528 Bergen auf Rügen
TEL 03838 8284980

Ribnitz-Damgarten
Scheunenweg 9
18311 Ribnitz-Damgarten
TEL 03821 7096940

Niederlassung Rostock
Am Specking 2
18059 Papendorf
TEL 0381 207917-0

Niederlassung Demmin
Am Krankenhaus 1
17109 Demmin
TEL 03998 28583-0

Tribseer Center
Rostocker Chaussee 16
18437 Stralsund
TEL 03831 2826-0

Grimmen
Bahnhofstraße 17
18507 Grimmen
TEL 038326 535388

Bützow
Am Forstthof 22
18246 Bützow
TEL 038461 2037

Wismar
Lübsche Straße 146
23966 Wismar
TEL 03841 704761

Unsere Sanitätshäuser in Berlin & Brandenburg

Niederlassung Berlin
Döbelner Str. 4a
12627 Berlin
TEL 030 6883649-20

Zehlendorf
Am Schlachtensee 2
14163 Berlin
TEL 030 62720851

Charlottenburg-Wilmersdorf
Lietzenburger Straße 48-50
10789 Berlin
TEL 030 315192-0

Schmargendorf
Misdroyer Straße 57
14199 Berlin
TEL 030 82718444

Lichtenrade
Goltzstraße 38
12307 Berlin
TEL 030 76589762

Friedrichshain
Revaler Straße 100
10243 Berlin
TEL 0172 3896930

Schöneberg
Ansbacher Straße 17-19
10787 Berlin
TEL 030 21966379

Schöneberg
Hauptstraße 19
10827 Berlin
TEL 030 81494284

Bernau in der Walsiedlung
Offenbachstraße 152
16321 Bernau
TEL 033397 458047

Wildau
Friedrich-Engels-Straße 68
15745 Wildau
TEL 03375 5216690

Schwedt
Am Klinikum 1
16303 Schwedt/Oder
TEL 03332 533459

MEIN SANITÄTSHAUS

Rehaform GmbH | Am Kronhalsgraben 28 | 18437 Stralsund
www.rehaform.de | info@rehaform.de

V3 Nov25

Rehaform AUXILIUM

Rollstuhl-Überblick

Alles, was Sie wissen müssen



TIPPS FÜR IHRE SICHERHEIT



Transfer

Beim Transfer vom oder in den Rollstuhl muss die Feststellbremse stets angezogen sein, da der Rollstuhl sonst wegrollen könnte und Sturzgefahr bestünde. Entsprechende Transfertechniken werden Ihnen und ggf. Ihren Helfern durch unsere Fachberater vermittelt.



Sicherheit und Sichtbarkeit

Für bessere Sichtbarkeit in den dunkleren Tageszeiten empfehlen wir Ihnen unsere speziellen LED-Lampen (rot/weiß) für Rollstühle und Rollatoren. Unser Fachpersonal informiert Sie gerne.



Luftdruck regelmäßig kontrollieren

Beachten Sie bei Luftbereifung immer wieder den entsprechenden Luftdruck. Das schont Reifen und Felgen und dient Ihrer Sicherheit. Besonders wenn Hindernisse überwunden werden müssen, kann ein zu geringer Luftdruck die Felgen beschädigen und schränkt möglicherweise die Bremsfunktion ein.



Wertgegenstände gehören nach vorne

Ein Rucksack an der Rückenlehne ist sehr angenehm für einen Einkauf und um die Regenjacke oder andere Alltagsgegenstände zu verstauen. Wertsachen bewahren Sie dort bitte allerdings nicht auf. Sollte sich jemand von hinten an der Tasche zu schaffen machen, besteht die Gefahr, dass Sie dies nicht rechtzeitig bemerken.

Für all diese Hinweise haben wir sinnvolle Lösungsvorschläge. Sprechen Sie unser geschultes Fachpersonal an und lassen Sie sich beraten.

Bei Fragen sind wir stets für Sie da!

Ihr Rehaform-Team

Multifunktionsrollstühle

Hier: Netti 4U



Der Multifunktionsrollstuhl*

- vielfältige Einstellmöglichkeiten (Rückenlehne, Sitzwinkleinstellungen, höhenverstellbare Beinstützen)
- anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse
- besonders geeignet für Personen mit eingeschränkter Oberkörperkontrolle
- anatomisch geformte Polsterung
- hervorragende Entlastung bei langer Nutzung
- reduziert die Gefahr von Druckstellen deutlich

*erstattungsfähig bei medizinischer Notwendigkeit

Leichtgewichtsrollstühle

Hier: BREEZY PariX²



Der Leichtgewichtsrollstuhl*

- Besonderheit: durchschnittlich 3 bis 5 kg leichter als herkömmliche Rollstühle
- Komfort durch einstellbare Sitzhöhe, Sitzbreite und Sitztiefe
- idealer Alltagsbegleiter durch pannensichere Bereifung

*erstattungsfähig bei medizinischer Notwendigkeit

Adaptivsrollstühle

Hier: SOPUR Easy Life



Der Adaptivrollstuhl*

- optimal anpassbar an Ihre persönlichen und handicapspezifischen Anforderungen
- Auswahl aus modernen Materialien wie Carbon und Aluminium
- Vielzahl an individuellen Optionen (Greifring, Bremse, Farbe, uvm.)
- einstellbarer Schwerpunkt
- Fahreigenschaften von passiv bis sportlich

*erstattungsfähig bei medizinischer Notwendigkeit

Reiserollstühle

Hier: KARMA Ergo Lite



Der Reiserollstuhl*

- Besonderheit: leichtes Gewicht und praktisch zusammenklappbar
- Beispiel KARMA Ergo Lite: nur 8,7 kg Gewicht, in Selbstfahr-Variante bis auf 6,4 kg reduzierbar, nach innen und außen wegschwenkbare Beinstützen, inklusive praktischer Tasche

*erstattungsfähig bei medizinischer Notwendigkeit