

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Vertica homecare

Die schonende
Mobilisierung



**Pflege-
Hilfsmittel-Nr.**
50.45.01.4002
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.8002

Starke Vorteile

- echte Sitzposition für einen Alltag auf Augenhöhe
- sichere Bedienung der Sitz- und Aufstehpositionen mit einem Pflegebedienteil
- erhebliche Entlastung des Pflegenden bei der Mobilisierung
- Bewohner lernt z. B. nach einem Sturz, wieder aufzustehen



Mithilfe der Aufstehfunktion kann der Bewohner mühelos wieder erste eigene Schritte wagen.



Das Bett für
ein Leben auf
Augenhöhe



Inhalt

6 Das Vertica homecare

8 Mobilisierung im Alter

10 Die Sitzposition

12 Unterstützung der Pflegenden

14 Details zur Mobilisierung

15 Zubehör

16 Ausstattung und Optionen

18 Die Stieglmeyer-Gruppe

Liegen



Schutz und Komfort

- erfüllt in der Liegeposition alle Anforderungen an ein modernes Pflegebett
- MultiFlex- $\frac{2}{3}$ -Seitensicherung
- Höhenverstellung von 40 bis 80 cm

Sitzen



Vorteile für die Gesundheit

- Verstellbarkeit der Rücken- und Unterschenkellehnen um bis zu 90°
- Aktivierung der Haltemuskulatur
- Vorbeugung gegen Thrombosen, Dekubitus und Aspiration

Aufstehen



Sichere Mobilisierung

- Sitz- und Aufstehposition nur mit separatem Pflegebedienteil einstellbar
- seitliche Mobilisierungshilfen mit Griffen
- optionale Fußstützen



Das Mobilisierungsbett Vertica homecare erfüllt auch alle Aufgaben eines normalen Pflegebettes hervorragend.



Mithilfe der Aufstehfunktion können Bewohner leicht wieder die ersten Schritte wagen.


Vertica homecare

Unterstützung für eine bessere Gesundheit

Bettruhe gilt in der allgemeinen Vorstellung als Schlüssel zu Genesung und Wohlbefinden. Doch wenn pflegebedürftige Menschen die Liegeposition kaum noch verlassen können, entwickeln sich oft sehr schnell körperliche und psychische Probleme. **Regelmäßiges Sitzen und Gehen** würde den Bewohnern gut tun – doch das kräftezehrende Aufrichten belastet sie ebenso wie ihre pflegenden Angehörigen. Das Mobilisierungsbett Vertica homecare löst diese Probleme mit einem innovativen Konzept. Das Bett selbst bringt die Menschen **schonend und schmerzfrei** in eine ergonomisch günstige Sitzposition.

Bettlägerigkeit zieht die Energie aus dem Körper. Schon bei jungen Menschen, die mit einer Erkältung das Bett hüten, gilt die medizinische Regel: Nach einem Tag Ruhe sind **3 Tage Bewegung** notwendig, um das ursprüngliche Energieniveau wieder zu erreichen. Ältere Menschen belastet die Bewegungslosigkeit noch stärker. Bei dauerhaftem Liegen nehmen die gesundheitlichen Risiken bereits nach wenigen Tagen zu. Muskeln bilden sich zurück, Herzleistung und Atmung verringern sich. Die Gefahr einer Lungenentzündung, einer Thrombose oder eines Dekubitus steigt. Durch eine **rechtzeitige Mobilisierung** lässt sich hingegen die Lebensqualität des Bewohners erhalten.

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Starke Vorteile

- in der Sitzposition kann der Bewohner wieder auf Augenhöhe am Alltag teilhaben
- Sitz- und Aufstehposition werden mit einem separaten Handschalter angesteuert
- Mobilisierung aus der Aufstehposition ist für pflegende Angehörige erheblich leichter



▲ Die MultiFlex-2/3-Seitensicherung ist einfach zu bedienen.



▲ Die optionalen Seitenpolster für die Arme geben zusätzlichen Halt.



▲ Das optionale abklappbare Fußteil sorgt für mehr Lebensqualität im Alltag.



▲ Das abklappbare Fußteil kann als Tisch für Mahlzeiten oder Getränke dienen.



Aktiv am Leben teilnehmen und den Alltag genießen

Mobilisierung im Alter Sicherheit zurückgewinnen



Bettlägerigkeit ist meistens die Folge eines längeren Prozesses zunehmender Instabilität. Beschleunigt wird dieser Prozess jedoch durch einschneidende Erlebnisse wie Stürze. Sie verursachen Furcht, die den Bewohner zusätzlich bremst. Die schonende Mobilisierung durch das Vertica homecare gibt pflegebedürftigen Menschen die verlorene **Sicherheit** zurück. Die sanft gleitende Bewegung des Bettes fühlt sich angenehm und natürlich an. Seitensicherungen, optionale Seitenpolster und Fußstützen schützen den Bewohner und geben ihm ein Gefühl für seine Position im Raum.

Das Vertica homecare eignet sich ideal, um älteren Menschen wieder die **Teilnahme am Alltag** zu ermöglichen. Ebenso können auch jüngere Bewohner das Bett nutzen, um die Einschränkungen in Folge von Multipler Sklerose oder Lähmungen zu lindern. Im Zuge von Reha-Maßnahmen, etwa nach einem Schlaganfall, hilft das Vertica dabei, wieder auf eigenen Füßen zu stehen.

Die Mobilisierung bettlägeriger Bewohner ist für Angehörige und Pflegekräfte oft eine körperliche Belastung. Das Vertica homecare **unterstützt** sie nachhaltig. Rückenschäden werden vermieden, Gesundheit und Motivation gestärkt. Kosten durch Arbeitsausfälle und Behandlungen fallen nicht an.

Starke Vorteile

- müheloser Transfer in einen Roll- oder Transportstuhl
- mehr Mobilität und Wohlbefinden im Alltag
- angenehmere Mahlzeiten
- weniger Schmerz- und Beruhigungsmittel



Ideale
Positionierung
des Bewohners

Die Sitzposition

Auf Augenhöhe am Leben teilnehmen

Die **Sitzposition** des Vertica homecare geht über die Verstellmöglichkeiten selbst der besten herkömmlichen Pflegebetten weit hinaus. Das Bett verwandelt sich in einen Sessel, dabei nehmen Rückenlehne und Unterschenkellehne Anstellwinkel von bis zu 90° im Verhältnis zur Sitzfläche ein. Dadurch wird eine echte Sitzposition mit idealer Positionierung von Rücken, Hüfte und Knien erreicht, die den Bewohner auch über einen längeren Zeitraum nicht belastet. Die **Haltemuskulatur** wird aktiviert, die Bewegungsmuskulatur hingegen verkrampft sich nicht, sondern steht für Bewegungen zur Verfügung. Essen und Trinken ist in dieser Haltung viel einfacher, die Gefahr durch Aspiration wird vermindert.

Ein Frühstück oder gemütliches Kaffeetrinken sorgt im Vertica homecare für **neue Lebensqualität**. In der Sitzposition lässt sich das Fußteil optional so abklappen, dass es als praktischer Tisch für Mahlzeiten oder therapeutische Zwecke dient. Gesellige Treffen mit Freunden und Verwandten werden dadurch viel einfacher.

Im Vertica homecare muss der Bewohner sich nicht mehr damit abfinden, dass alle auf ihn herabsehen. Er nimmt **auf Augenhöhe** am Leben teil, wird wieder zu einem gleichberechtigten Gesprächspartner. Der positive psychologische Effekt dieser Veränderung ist erheblich und trägt zum Erhalt kognitiver Fähigkeiten bei.

Starke Vorteile

- Sitzposition mit nur einem Knopfdruck
- Teilnahme am sozialen Leben wird erleichtert
- gesundheitsfördernde Aktivierung der Muskulatur



▲ Die Grundpflege fällt dem Bewohner und der Pflegekraft in der Sitzposition leichter.



Physische Entlastung während der Mobilisierung

▲ Der Transfer des Bewohners in einen Sessel oder Transportstuhl kostet mit dem Vertica homecare weniger Kraft.



Unterstützung der Pflegenden

Einen immobilen Bewohner im Bett aufzurichten und zum Beispiel in einen Rollstuhl zu transferieren, verlangt Übung und Kraft. Selbst erfahrene Pflegekräfte, bei denen jede Bewegung sitzt, können dabei an ihre Grenzen kommen. Das Vertica homecare nimmt pflegenden Menschen diese **Anstrengung fast vollständig ab**.

In der Aufstehposition des Bettes überwindet der Bewohner mit nur sehr wenig Kraft seinen Schwerpunkt und kommt leicht in den Stand. Die einstellbaren Handgriffe der Mobilisierungstützen sind nahe am Körper und geben die nötige Sicherheit beim Transfer. Für die Pflegenden reduziert sich die körperliche Belastung deutlich.

Die Sitz- und Aufstehfunktion lässt sich einfach per Knopfdruck auf einem **separaten Handschalter** aktivieren. So ist sichergestellt, dass der Bewohner nicht versehentlich während der Verstellung des Bettes mit dem Haupt-Handschalter die Sitzposition auslöst. Den Pflegenden fallen viele Arbeiten durch die Sitzposition des Bewohners leichter, etwa das Servieren von Mahlzeiten oder die Durchführung taktiler Therapien.

Pflegende Angehörige und professionelle Pflegekräfte **schonen** durch den Einsatz des Vertica homecare ihren Rücken und ihre Gelenke. Arbeitsausfälle durch Verletzungen sowie Behandlungskosten werden reduziert. Zugleich bewahren die Pflegenden ihre **Motivation** und können sich dem Bewohner positiv gestimmt zuwenden. Für Gespräche und andere soziale Kontakte bleibt mehr Zeit.

Gesundheitsrisiken vorbeugen

Das Vertica homecare mobilisiert nicht nur den Bewohner, es ist auch selbst mühelos zu bewegen. Durch seinen geringen Radstand besitzt es eine **hohe Wendigkeit** und lässt sich auf Wunsch leicht innerhalb der Wohnung verfahren.





Ergonomische Griffe geben beim Aufstehen sicheren Halt.



Für mehr Komfort sorgt das optionale abklappbare Fußteil, das sich als Tisch nutzen lässt.

Details

zur Mobilisierung



Um das Vertica homecare in die Sitzposition oder zurück in die Liegeposition zu fahren, ist jeweils nur ein Knopfdruck auf einem **separaten Handschalter** erforderlich. Der Haupt-Handschalter für die normale Bettenverstellung lässt sich mit seinen **leicht verständlichen Piktogrammen** gewohnt einfach bedienen. Er steuert das Bett zum Beispiel durch den Höhenverstellbereich von 40 bis 80 cm.



Das Vertica homecare unterstützt den Bewohner beim Aufrichten mit **stabilen Mobilisierungsstützen**. Ihre integrierten Griffe geben zusätzlichen Halt. Die optionalen **Fußstützen** aktivieren die **Propriorezeptoren** an den Muskeln und Gelenken des Bewohners und vermitteln ihm dadurch sichere Kenntnis über seine Position im Raum. Sie lassen sich einfach anbringen und unter der Rückenlehne verstauen.

▲ Pflegebedienteil (oben) und Standardhandschalter (unten) finden griffbereit an der Seitensicherung Platz.



▲ Optionale Fußstützen fördern die Raum- und Körperwahrnehmung des Bewohners.



▲ Werden sie nicht benötigt, lassen sich die Fußstützen unter der Rückenlehne verstauen.

Zubehör

So wird das Vertica homecare zum Wunschbett




Mit hochwertigem Zubehör von Burmeister lässt sich das Vertica homecare noch besser an individuelle Bedürfnisse anpassen. Das **variable Fußteil** erleichtert als Tisch und praktische Bettzeugablage den Alltag. Großgewachsene Bewohner genießen mit der serienmäßigen **Bettverlängerung** um 15 cm mehr Platz. Dazu bietet Burmeister das exakt passende **Zwischenstück** zur Verlängerung der Liegefläche und ein Polsterteil zur Matratzenverlängerung an.

Die **Matratze** für das Vertica homecare ist exakt auf die Verstellmöglichkeiten der Liegefläche zugeschnitten. **Fußstützen** fördern die Mobilisierung durch zusätzlichen Halt und ein gutes, sicheres Gefühl in der Sitzposition.

▲ Die passgenaue viskoelastische Kaltschaummatratze unterstützt die Dekubitusprophylaxe.



▲ Das optionale abklappbare Fußteil kann als Bettzeugablage dienen.



▲ Zur Nutzung der Bettverlängerung ist ein Füllstück erhältlich.



▲ Zur Verlängerung der Matratze steht ein passendes Polsterteil bereit.

Ausstattungen und Optionen

	Vertica homecare
Seitensicherung	
MultiFlex 2/3	✓
Kopf- und Fußteile	
Dekor Lindberg Eiche (Standard)	✓
Fußteil als Tisch klappbar	0
Grundfarbe	
Argentum	✓
Antriebe	
Vollmotorisch	✓
Akku (nicht bei Sitz- und Aufstehfunktion)	✓
Liegefläche	
Hygiene-Liegefläche aus Polypropylen für Gurtsystem	✓
Bettverlängerung 15 cm	✓
Wandabweisrollen	
4 Standard, umlaufend	✓
Laufrollen	
Integralrolle, 125 mm	✓
Laufrollen leitfähig	
1 Rolle (Spurrolle)	✓
2 Rollen (inkl. Spurrolle)	0
4 Rollen	0
Bremstritt	
Gustritt	✓
Bedienelemente	
Handscharter mit Sperrfunktion	✓
Vertica-Handscharter	✓
Elektronik-Ausstattung	
Unterbettbeleuchtung	0
Bremssignal	✓
Weitere Ausstattungen	
Parkposition für Fußstütze (14 cm)	✓
Abdeckung Steuersatz	✓
Bettverlängerung, integriert	✓
Zubehör	
abklappbares Fußteil zur Nutzung als Tisch und Bettzeugablage	0
Fußstützen	0
Spezial-Matratze mit Einschnitten	0
Seitenpolster für die Arme	0
Zwischenstück zur Verlängerung der Liegefläche	0
Polsterteil zur Verlängerung der Matratze	0

Dekor

Lindberg Eiche
R 4223 VV

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
- = nicht lieferbar

Technische Daten

	Vertica homecare
Maße und Gewichte	
Außenmaße	103,8 x 214,2 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	87 x 200 cm
Liegeflächenaufteilung (RL/Sitzteil/OL/UL)	83,3/20,6/43,5/49,3 cm
Längenausgleich Rückenlehne (wird für Sitz- und Aufstehposition wieder reduziert)	ca. 10 cm
Sichere Arbeitslast	225 kg
Maximale Hublast	250 kg
Maximales Patientengewicht	185 – 210 kg
Unterfahrbarkeit	ca. 14,5 cm
Gesamtgewicht	ca. 175 kg
Schutzhöhe Seitensicherungen	ca. 41,5 cm
Verstellbereiche	
Schwenkung in Fußstieflage	ca. 16°
Liegeflächenhöhe	ca. 40 – 80 cm
Höhenverstellung motorisch	ca. 30 sec
Winkel Rückenlehne	bis ca. 70° bis ca. 85° (in der Aufstehfunktion, inkl. beidseitiger Notabsenkung)
Winkel Oberschenkellehne	bis ca. 30°
Winkel gestreckte Beinhochlage	bis ca. 15°

Sicherheitsstandards

- **EN 14971** Risikomanagement für Medizinprodukte
- **EN 60601-1** Sicherheit für medizinische elektrische Geräte
- **EN 60601-1-2** Elektromagnetische Verträglichkeit
- **EN 60601-1-6** Medizinische elektrische Geräte: Gebrauchstauglichkeit
- **EN 60601-2-52** Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich wesentlicher Leistungsmerkmale von medizinischen Betten

**Pflege-
Hilfsmittel-Nr.**
50.45.01.4002
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.8002





Wertebewahrer
Zukunftsgestalter

STIEGELMEYERGRUPPE

Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Möbelsysteme
- Service



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisingerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken





Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270
32791 Lage
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe

STIEGLMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com