



Bestellformular MiAmigo-Jet-Plus

Elektro-Zuggerät für Aktiv-Rollstühle
 E-Power Mobility – Easy attach

(gültig ab 01.04.2020)

Kontakt Daten:	Bestellformular MiAmigo-Jet+	Datum:	Best.-Nr.		
Name:					
Strasse:					
PLZ/Ort:					
Land:					
Telefon:					
e-Mail-Adresse:					
MiAmigo by Franz Nietlispach		EURO 4980.00*			
Alles inklusive:					
36V 8.0Ah (288 Wh) Lithium-Batterie, inkl. Ladegerät		Brems-Energierückgewinnung (Bremse links)			
350-Watt Nabenmotor im 12" Rad, Outdoor-Bereifung		Park-/Ankopplungshilfe mit 2" Rädern			
3 Geschwindigkeitsstufen plus Rückwärtsgang		Spritzschutz aus Kunststoff			
Verstellbare Ankoppelung mit Klemmsystem Easy Attach		Höhen- und winkelverstellbarer Lenker			
1 Scheiben-Bremse mit el. Abschaltkontakt (links)		Licht und Hupe (an Lithium-Batterie)			
1 Hydraulische Shimano Scheiben-Bremse (rechts)		LC Display u.a. mit Tempo- und Kilometerangaben			
Optionen (zusätzlich):					
<input type="checkbox"/>	Zusatz-Akku 36V 8.0Ah (288 Wh)	260.00*	<input type="checkbox"/>	12" Outdoor-Reifen	25.00*
<input type="checkbox"/>	Zusatz-Akku 36V 11.4Ah (410 Wh)	300.00*	<input type="checkbox"/>	Schlauch 12"	15.00*
<input type="checkbox"/>	Ersatz-Display	70.00*	<input type="checkbox"/>	Verstellbare Fussauflage mit Klemmen	180.00*
<input type="checkbox"/>	Ersatz-Ladegerät	40.00*	<input type="checkbox"/>	Abklappbarer Lenker	160.00*
<input type="checkbox"/>	Ersatz-Lampe	25.00*	<input type="checkbox"/>	Pneuwechsel (Arbeit + Material)	90.00*
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Lieferzeit: 3 – 5 Tage Garantie: 2 Jahre (Akku 6 Monate) MwSt: im Preis nicht inbegriffen Kontaktaufnahme erwünscht? Spezielle Instruktionen: * Preis zzgl. MwSt.		<p> Brand: _____ Model: _____ A Footrest Inside Width (mm) _____ B Footrest Height (mm) _____ C Main Tube Frame Diameter (mm) _____ </p>			