

Rollator Drive Medical Migo 2G

Standardmodell



Stockhalter, Korb und Tablett inklusive

silber

- Gewicht 8,9 kg (ohne Korb)
- Maße: L 61 x B 58 x H 80-100 cm, Sitzhöhe 60 cm
- Einkaufskorb bis 5 kg belastbar
- Max. Körpergewicht 130 kg

Rollator RFM Actimo Light

Günstiger Leichtgewicht-Rollator



Stockhalter und Rückenbügel inklusive

blau

- Gewicht 6,6 kg (ohne Korb)
- Maße: L 63 x B 64 x H 85-102 cm, Sitzhöhe 46-51 cm, einstellbar
- Einkaufsnetz bis 5 kg belastbar
- Max. Körpergewicht 136 kg

Zubehör im Überblick


Rollator Drive Medical Migo 2G



Universalzubehör für alle Rollatoren



Universalzubehör TOPRO



Rollator TOPRO Troja Classic



Rollator TOPRO Troja 2G Premium



Rollator TOPRO Olympos



Rollator Rehasense Athlon



Mobil durch's Leben mit dem Rollator



Online-Terminvereinbarung unter www.rehaform.de

OSTSEEKÜSTE |  03831-28 26 0
BEROLINA |  030-688 364 920

www.rehaform.de



Rollator TOPRO Troja Classic

Leichtgewicht mit hoher Funktionalität



Gr. S: silber
Gr. M: dunkelgrau

- Gewicht ab 6,7 kg (ohne Netz)
- Maße Gr. M: L 65 x B 60 x H 78-100 cm, Sitzhöhe 62 cm
- Maße Gr. S: L 65 x B 60 x H 67-86 cm, Sitzhöhe 54 cm
- Einkaufsnetz bis 10 kg belastbar
- Max. Körpergewicht 125 kg (Gr. S), 165 kg (Gr. M)

Rollator TOPRO Troja 2G Premium

Hohe Funktionalität und modernes Design



Gr. S: silber
Gr. M: dunkelgrau
 weiß
 weinrot

Stockhalter inklusive

- Gewicht ab 7,2 kg (ohne Tasche)
- Maße Gr. M: L 65 x B 60 x H 78-100 cm, Sitzhöhe 62 cm
- Maße Gr. S: L 65 x B 60 x H 71-86 cm, Sitzhöhe 54 cm
- Einkaufstasche bis 10 kg belastbar
- Max. Körpergew. 125 kg (Gr. S), 150 kg (Gr. M)
- Mit Reflektoren, einhändig faltbar

Rollator TOPRO Olympos

Wendiger Outdoor-Rollator



Gr. S: silber
Gr. M: dunkelgrau

Stockhalter inklusive

- Gewicht ab 8,0 kg (ohne Tasche)
- Maße Gr. M: L 76 x B 70,5 x H 76-95cm, Sitzhöhe 60 cm
- Maße Gr. S: L 72 x B 66 x H 71-87 cm, Sitzhöhe 54 cm
- Einkaufsnetz bis 15 kg belastbar
- Max. Körpergewicht 150 kg

Rollator Rehasense Athlon

Das Leichtgewicht



Gr. M: schwarz
Gr. L: schwarz

Stockhalter inklusive

- Gewicht ab 5,2 kg (ohne Netz)
- Maße Gr. L: L 68 x B 61 x H 74-102 cm, Sitzhöhe 62 cm
- Maße Gr. M: L 68 x B 61 x H 66-86 cm, Sitzhöhe 55 cm
- Max. Nutzergewicht 150 kg

Modelle, Ausstattung, Preise

(inkl. MWSt.)

Rollator Drive Medical Migo 2G		
(Unverbindl. Preisempfehlung 89 €) €		
1	Rückengurt	+ 25 € <input type="checkbox"/>
2	Ankipphilfe	+ 25 € <input type="checkbox"/>
3	Zweiter Stockhalter	+ 19 € <input type="checkbox"/>
Rollator Rehaforum Actimo Light		+ 45 € <input type="checkbox"/>
Universalzubehör für alle Rollatoren <input type="checkbox"/>		
4	LED-Lampe vorne (für alle Rollatoren)	+ 9 € <input type="checkbox"/>
4.1	LED-Lampe hinten (für alle Rollatoren)	+ 9 € <input type="checkbox"/>
Universalzubehör TOPRO <input type="checkbox"/>		
5	Multi-Schirm	+ 79 € <input type="checkbox"/>
6	Transporttasche	+ 79 € <input type="checkbox"/>
7	Gepäcktasche	+ 25 € <input type="checkbox"/>
Rollator TOPRO Troja Classic*		+ 199 € <input type="checkbox"/>
8	Rückengurt Classic kurz, 68 cm	+ 41 € <input type="checkbox"/>
8.1	Rückengurt Classic lang, 76 cm	+ 41 € <input type="checkbox"/>
9	Stockhalter	+ 19 € <input type="checkbox"/>
10	Tablett	+ 29 € <input type="checkbox"/>
Rollator TOPRO Troja 2G Premium*		+ 269 € <input type="checkbox"/>
11	Rückengurt 2G kurz, 67 cm	+ 41 € <input type="checkbox"/>
11.1	Rückengurt 2G lang, 75 cm	+ 41 € <input type="checkbox"/>
12	Zweiter Stockhalter	+ 19 € <input type="checkbox"/>
13	Tablett	+ 29 € <input type="checkbox"/>
Rollator TOPRO Olympos*		+ 269 € <input type="checkbox"/>
14	Rückengurt Classic kurz, 68 cm	+ 41 € <input type="checkbox"/>
14.1	Rückengurt Classic lang, 76 cm	+ 41 € <input type="checkbox"/>
15	Zweiter Stockhalter	+ 19 € <input type="checkbox"/>
Rollator Rehasense Athlon*		+ 369 € <input type="checkbox"/>
16	Rückengurt	+ 30 € <input type="checkbox"/>
17	Einkaufstasche	+ 48 € <input type="checkbox"/>
18	Großes Tablett	+ 24 € <input type="checkbox"/>

Gesamt:

Gewünschte/s Modell und Ausstattung zur Auswahl einfach ankreuzen

* Bei Auswahl eines dieser Modelle erfolgt der Übergang in Ihr Eigentum.