

## Elektromobil Invacare Comet Ultra

Für besonders große Menschen



- rot    saphirblau    kiwigrün  
 weiß    silber    graphitgrau

### • Geschwindigkeit 10 km/h

- Besonders stabile Bauweise eignet ihn bis zu einem max. Nutzergewicht von 220 kg
- Speziell konturierter Sitz mit optionaler Lordosenstütze
- Verstärkte Armstützen und Sitzsäule
- Verbesserte Federung
- LCD-Anzeige mit Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand
- Ultra-Sitz mit Kopfstütze (Sitzbreite 66 cm)
- Leistungstarker Antrieb 1800 Watt

## Zubehör im Überblick



## Modelle, Ausstattung und Preise (alles brutto, inkl. MwSt.)

Elektromobil Orion Metro 6 km/h (Preisempfehlung des Herstellers 2.459 €)		<input type="checkbox"/>
Elektromobil Orion Metro 10 km/h	+ 399 €	<input type="checkbox"/>
Elektromobil Orion Pro 6 km/h	+ 449 €	<input type="checkbox"/>
Elektromobil Orion Pro 10 km/h	+ 599 €	<input type="checkbox"/>
Elektromobil Comet Pro 15 km/h	+ 899 €	<input type="checkbox"/>
Elektromobil Comet Alpine+ 10 km/h	+ 1199 €	<input type="checkbox"/>
Elektromobil Comet Ultra 10 km/h	+ 1299 €	<input type="checkbox"/>
Zusätzl. Ausstattungsmöglichkeiten:		
1. Rückspiegel rechts (nur bei Metro)	+ 29 €	<input type="checkbox"/>
2. Premium-Rückspiegel	+ 99 €	<input type="checkbox"/>
3. Sitzfederung, unterschiedl. Sitzhöhen und Belastbarkeiten (ohne Abbildung)	+ 129 €	<input type="checkbox"/>
4. USB-Adapter	+ 79 €	<input type="checkbox"/>
5. Heckmackierungstafel FZV §4 (serienmäßig bei allen Modellen > 6 km/h)	+ 105 €	<input type="checkbox"/>
6. Smartphonehalter	+ 49 €	<input type="checkbox"/>
7. Stockhalter (inkl. bei 6 km/h-Modellen)	+ 105 €	<input type="checkbox"/>
8. Regenabdeckung	+ 105 €	<input type="checkbox"/>
9. Haltegurt mit Schnappverschluss	+ 79 €	<input type="checkbox"/>
10. Rammschutz vorne	+ 99 €	<input type="checkbox"/>
11. Rammschutz hinten	+ 99 €	<input type="checkbox"/>
12. Getränkehalter faltbar	+ 49 €	<input type="checkbox"/>
13. Wertsachenbox abschließbar	+ 179 €	<input type="checkbox"/>
14. Windschild	+ 89 €	<input type="checkbox"/>

### Gesamt:

- Gewünschte/s Modell und Ausstattung zur Auswahl einfach ankreuzen

**OSTSEEKÜSTE** | ☺ 03831-28 26 0  
**BEROLINA** | ☺ 030-688 364 920

[www.rehaform.de](http://www.rehaform.de)



V2\_JAN18

## Mobil durch's Leben mit dem Elektromobil



**OSTSEEKÜSTE** | ☺ 03831-28 26 0  
**BEROLINA** | ☺ 030-688 364 920

[www.rehaform.de](http://www.rehaform.de)



**Elektromobil Invacare  
Orion Metro**  
Grundmodell



silber  saphirblau  rot

- **Geschwindigkeit 6 km/h oder 10 km/h**
- Max. Nutzergewicht 136 kg
- Standard-Sitz mit Kopfstütze
- Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO
- Kleine LED-Batterieanzeige
- Geschwindigkeitsdrosselung in Kurven
- Rückspiegel links
- Luftbereifung
- Korb

**Elektromobil Invacare Orion Pro**  
Leistungsstarker Scooter mit  
Sonderausstattung



silber  saphirblau  rot

- **Geschwindigkeit 6 km/h oder 10 km/h**
- Max. Nutzergewicht 160 kg
- Geschwindigkeitsdrosselung bei Kurven
- Federnde Luftbereifung mit 12"-Reifen
- Komfort-Sitz mit Kopfstütze (Sitzbreite 51 cm)
- Leuchtstarkes LCD-Display mit Anzeige von Uhrzeit, Temperatur, Kilometerstand
- Premium-Rückspiegel links + rechts
- Leistungsstarke Batterie (2x 75 Ah)

**Elektromobil Invacare  
Comet Pro**  
Der Schnelle



silber  stahlblau  rubinrot

- **Geschwindigkeit 15 km/h**
- Max. Nutzergewicht 160 kg
- Leistungsstarker Antrieb 1600 Watt
- Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Reifen für extra viel Bodenfreiheit
- Komfort-Sitz mit Kopfstütze (Sitzbreite 51 cm)
- LCD-Anzeige mit Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand
- Premium-Rückspiegel links + rechts
- Easy-Drive Funktion gewährleistet den Geradeauslauf auch bei hohen Geschwindigkeiten

**Elektromobil Invacare  
Comet Alpine+**  
Der Outdoorkünstler



graphitgrau  rot  saphirblau  
 kiwigrün  weiß  silber

- **Geschwindigkeit 10 km/h**
- Max. Nutzergewicht 160 kg
- Kraftvoller Motor 1800 Watt
- Hochwertige Federung
- Easy-Drive Funktion gewährleistet den Geradeauslauf auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Zusätzlicher Schutz von Elektronik und Motor vor Spritzwasser und Korrosion
- LCD-Anzeige mit Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand